

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на настоящата процедура е доставката на оборудване за нуждите на Възложителя, а именно Система за дигитализация на рентгенови и мамографски изследвания от тип CR - 1брой; Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM - 1брой; Универсална система за микроларингохирургия - 1 брой, Челиа лампа - 1 брой и Лабораторна центрофуга - 1 брой, предназначени за дейността на „КОЦ - Стара Загора“ ЕООД, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа с тях, гаранционно обслужване и гаранционна поддръжка. Тъй като представляват медицинско изделие по смисъла на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на ЗМИ и да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.), поддържан от ИАЛ.

Оборудването по всички обособени позиции следва да отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/. То следва да притежава:

- нанесена „СЕ“ маркировка;
- нанесен партиден/сериен номер върху корпуса или на подходящо видимо място, модел, марка и други данни;
- нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от действащото законодателство;
- нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносител;
- инструкции за употреба на български език;
- декларация за съответствие на български език.

Оферираната цена за изделията не следва да е по-висока от продажната им цена, посочена в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на споменатата наредба.

Оборудването по всички обособени позиции следва да е новопроизведено (не по-рано от 2018г.) и неупотребявано, с гаранционен срок не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на съставяне на протокола за монтаж и въвеждането му в експлоатация.

Възложителят уточнява, че заради необходимостта от съвместимост с наличната операционна система в структурните му единици, които ще използват получената информация при употребата на оборудването – предмет на тази ОП, той е описал част от техническите характеристики чрез позоваване на Windows Printer и HL7 протокол, а заради изискванията на медицинския стандарт „Образна диагностика“, приет с Наредба №9/13.07.2018г., издадена от Министъра на здравеопазването (ДВ бр.61/2018г.) се позовава на DICOM, стандарт DICOM, DICOM апарати, DICOM CD VIEWER.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Съгласно чл. 2

Д-р Петър

и чл. 23 от ЗЗЛД



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Николай Пълов

до: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД
гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми км,
с адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: гр. София, пк 1407, ул.

„Козяк“ № 9,

тел.: 02 421 91 33, факс: 02 421 91 32, e-mail адрес: valentin_andreev@novotika.com,

Интернет адрес /URL/: www.pacs.bg

ЕИК : 121131146, Идент. № по ЗДДС: BG121131146

IBAN: BG60UNCR96601000056505

BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк, клон гр. София

Представявано от Николай Йорданов Пълов, Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет **„Доставка на медицинска апаратура“**, Ви представяме нашето ценово
предложение, както следва:

I. Цена на доставка

1. Изпълнението на предмета на ОП по обособена позиция № 2 с наименование
„Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт
DICOM ” ще извършим като доставим следното оборудване с цена за доставка, монтаж,
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа с него,
гаранционно обслужване и гаранционна поддръжка в размер на 37 350 лв. (тридесет и
седем хиляди триста и петдесет лева) без ДДС и 44 820 лв. (четиридесет и четири хиляди
осемстотин и двадесет лева) с ДДС.

- **РАС СЪРВЪР – марка Fujitsu, модел Primergy TX1330** - Конфигурацията, осигурява
едновременно приемане на информация от поне пет крайни устройства:

- Твърд диск: 2x4TB 6G 7.2K HOT PL 3.5' BC, 4TB след RAID
- Процесор: Intel Xeon Gold 6134 8 Cores 3.20GHz, Launch Date Q3' 2017 г.
- Памет: 2x8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC.
- Записващо устройство: DVD-ROM 1.6" SATA.
- Сървърен тип кутия с възможност за монтаж на 3.5' HDD на чекмеджета.
- Операционна система: Windows Server 2016 STD 16Core OEM

- **Диагностична работна станция – марка Fujitsu, модел CELSIUS W580**

- Процесор: Xeon E-2126G 6 Cores 3.30GHz 12MB, Launched Q3' 2018 г.
- Памет: 2x8GB DDR4-2666
- Твърд диск: SSD SATA III 128GB
- Видео карта: AMD Radeon Pro WX 3100 4GB
- Записващо устройство: DVD SuperMulti SATA
- Операционна система: Win10 Pro Workstation > 4 Cores
- Клавиатура: KB410 USB Black BG/US

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



- Мишка: Optical USB mouse black

- **Диагностичен монитор, за диагностичната работна станция, подходящ за маммография – марка WIDE, модел MX50**

- - тип: монохромен LCD монитор
- - сива скала: 10 bit
- - 54 см. – 21,3 “ диагонал
- - резолюция - 5 мегапиксела

- **Професионален лицензиран софтуер за постобработка, архивиране на изследванията, управление на процес и потребители – SC PACS**

Софтуер за постобработка – SC PACS Viewer

- Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (CT), нуклеарна медицина (SPECT/CT), рентгенови образи (DR,CR), ехографи, С-рамо и други
- Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно
- Възможност за елементарна обработка чрез увеличение, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране. Референтни линии
- Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания
- Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа
- Анонимизиране на изследване
- Печат на DICOM и WINDOWS принтер
- Архивиране на образи върху CD/DVD, заедно с програма за визуализация на всяко CD/DVD – DICOM CD VIEWER
- Въвеждане на диагноза чрез МКБ10
- Възможност за запис на аудио разчитане към образно изследване
- Потребителски интерфейс изцяло на български и английски език

- **Сървърен софтуер – SC PACS Web Viewer**

Софтуер за визуализация от локалната мрежа – без ограничение в броя конекции

- Потребителски интерфейс на български и английски чрез интернет браузер
- Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (CT), магнитен резонанс (MR), нуклеарна медицина (SPECT), рентгенови образи (DR,CR), ангиография (XA), ехографски, С-рамо и други
- Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно
- Възможност за елементарна обработка чрез увеличение, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране, Печат на Windows Printer. Референтни линии
- Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания
- Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа
- Анонимизиране на изследване
- Връзка с поддръжка в реално време

- **Софтуер за архив на образни изследвания – SC PACS Server**

- Без ограничение по вид DICOM апарати
- Без ограничение по брой изследвания
- Администриране на потребители, групи, роли, достъп
- Възможност за автоматично пренасочване на изследвания към потребител или работно място
- Наличие на HL7 протокол
- Известяване по ел. поща за проблем
- Подробен запис на събитията

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

- Персонални шаблони за разчитане
 - Ежедневен репорт за преминалите изследвания с мейл известяване
- **Софтуерен модул Статистика – SC PACS Statistics**
- Уеб базиран анализ в реално време на преминали пациенти - по пол, възраст, апарат, доза за пациента
- **Уеб модул за управление на пациентопотока – SC PACS Worklist**
- Планиране на изследвания по апарати, по дата и час
 - Управление на модалности
 - Импортиране на външни изследвания от CD/DVD във временна база данни
 - Експортиране за определен период на преминалите изследвания, вид на плащането, количество и вид на контрастно вещество
- **Мобилен приложение за преглед на образни изследвания – SC PACS Mobile**
- Работещо на различни операционни системи за мобилни устройства
 - Базови функции за обработка на образа като измерване на линия, ъгъл, яркост и контраст, завъртане, анотации
 - Потребителски интерфейс на български и английски език
 - Визуализация на динамични изображения

(описват се подробно предлагания апарат и цената му без и с ДДС – цифром и словом)

Предложената цена включва всички разходи и начисления като мита, данъци, такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. и се записва **без и с ДДС**. Тя обхваща доставка, монтаж на апарата, въвеждането му в експлоатация, обучението на персонала на възложителя за работа с него, гаранционното обслужване, отстраняване на недостатъци в гаранционния срок с гаранционна поддръжка. Тя се посочва в парична единица „бълг. лев“, до втори знак след десетичната запетая. Цената следва да е съобразена с нормативната уредба за ценообразуването на медицинските изделия, включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). Предложената цена не следва да е по-висока от продажната цена, посочена в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на тази наредбата и поддържан от ИАЛ – в противен случай няма да бъде разглеждано и класирано съответното ценово предложение.

II. Срок на плащане

Плащането се извършва по банков път, с платежно нареждане, в следните срокове: 20 % авансово плащане (посочва се, но не повече от 20% от цената по т.1) – до три работни дни от подписване на договора и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.

80 % окончателно плащане - в 30 дневен срок след представяне на следните подписани документи кумулативно:

1. Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на доставка на оборудването;

2. Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудването, подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на въвеждане в експлоатация на Оборудването;

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

3. Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Оборудването;

4. Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

5. Декларация за съответствие на Оборудването по ЗМИ и ЗТИП на български език;

6. Инструкция за експлоатация на Оборудването на български език;

7. Гаранционна карта на Оборудването.

III. Оферираният апарат е вписан в Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства на Изпълнителна агенция по лекарствата под наименование SC PACS, с код 04ПbV3571990345, производител Софтуерна Компания ЕООД и заявител Софтуерна Компания ЕООД.

Дата: 15 / 03 / 2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
Николай Пълов
Управител

Забележка: Възложителят обръща внимание на участниците че понятията „гаранционна поддръжка“ и „гаранционно обслужване“ имат различен смисъл и съдържание.

Под „гаранционна поддръжка“ се разбира задължението на изпълнителя да отстранява за своя сметка появилите се в гаранционния срок недостатъци в оборудването.

Под „гаранционно обслужване“ се има предвид изискуемата периодична поддръжка на оборудването/апаратурата (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя.

За Възложителя
Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
д-р Н. Чипурица


За Изпълнителя:
Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
Н. Пълов
V

до: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД
гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми км,
с адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: гр. София, пк 1407, ул.
„Козяк“ № 9,

тел.: 02 421 91 33, факс: 02 421 91 32, e-mail адрес: valentin_andreev@novotika.com,

Интернет адрес /URL/: www.pacs.bg

ЕИК : 121131146, Идент. № по ЗДДС: BG121131146

IBAN: BG60UNCR96601000056505

BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк, клон гр. София

Представявано от Николай Йорданов Пълов, Управител

Начин на представяване.....

Чрез пълномощника.....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата ни за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура“, като заявяваме желанието си за изпълнение на следната обособена позиция от нея:

№ 2 Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM

1. Поръчката ще изпълним в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като Ви доставим следната нова апаратура, произведена през 2018 и/или 2019 г., притежаваща „CE“ маркировка, а именно:

- PACS сървър – марка Fujitsu, модел Primergy TX1330 - Конфигурацията, осигурява едновременно приемане на информация от поне пет крайни устройства:

- Твърд диск: 2x4TB 6G 7.2K HOT PL 3.5" BC, 4TB след RAID
- Процесор: Intel Xeon Gold 6134 8 Cores 3.20GHz, Launch Date Q3' 2017 г.
- Памет: 2x8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC,
- Записващо устройство: DVD-ROM 1.6" SATA,
- Сървърен тип кутия с възможност за монтаж на 3.5" HDD на чекмеджета.
- Операционна система: Windows Server 2016 STD 16Core OEM

- Диагностична работна станция – марка Fujitsu, модел CELSIUS W580

- Процесор: Xeon E-2126G 6 Cores 3.30GHz 12MB, Launched Q3' 2018 г.
- Памет: 2x8GB DDR4-2666
- Твърд диск: SSD SATA III 128GB
- Видео карта: AMD Radeon Pro WX 3100 4GB
- Записващо устройство: DVD SuperMulti SATA
- Операционна система: Win10 Pro Workstation > 4 Cores
- Клавиатура: KB410 USB Black BG/US
- Мишка: Optical USB mouse black

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

- **Диагностичен монитор, за диагностичната работна станция, подходящ за маммография – марка WIDE, модел MX50**

- - тип: монохромен LCD монитор
- - сива скала: 10 bit
- - 54 см. – 21,3 " диагонал
- - резолюция - 5 мегапиксела

- **Професионален лицензиран софтуер за постобработка, архивиране на изследванията, управление на процеси и потребители – SC PACS**

Софтуер за постобработка – SC PACS Viewer

- Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (СТ), нуклеарна медицина (SPECT/CT), рентгенови образи (DR,CR), ехографи, С-рамо и други
- Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно
- Възможност за елементарна обработка чрез увеличаване, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране, Референтни линии
- Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания
- Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа
- Анонимизиране на изследване
- Печат на DICOM и WINDOWS принтер
- Архивиране на образи върху CD/DVD, заедно с програма за визуализация на всяко CD/DVD – DICOM CD VIEWER
- Въвеждане на диагноза чрез МКБ10
- Възможност за запис на аудио разчитане към образно изследване
- Потребителски интерфейс изцяло на български и английски език

- **Сървърен софтуер – SC PACS Web Viewer**

Софтуер за визуализация от локалната мрежа – без ограничение в броя конекции

- Потребителски интерфейс на български и английски чрез интернет браузер
- Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (СТ), магнитен резонанс (MR), нуклеарна медицина (SPECT), рентгенови образи (DR,CR), ангиография (XA), ехографски, С-рамо и други
- Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно
- Възможност за елементарна обработка чрез увеличаване, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране, Печат на Windows Printer. Референтни линии
- Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания
- Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа
- Анонимизиране на изследване
- Връзка с поддръжка в реално време

- **Софтуер за архив на образни изследвания – SC PACS Server**

- Без ограничение по вид DICOM апарати
- Без ограничение по брой изследвания
- Администриране на потребители, групи, роли, достъп
- Възможност за автоматично пренасочване на изследвания към потребител или работно място
- Наличие на HL7 протокол
- Известяване по ел. поща за проблем
- Подробен запис на събитията
- Персонални шаблони за разчитане

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

- Ежедневен репорт за преминалите изследвания с мейл известяване
- **Софтуерен модул Статистика – SC PACS Statistics**
 - Уеб базиран анализ в реално време на преминали пациенти - по пол, възраст, апарат, доза за пациента
- **Уеб модул за управление на пациентопотока – SC PACS Worklist**
 - Планиране на изследвания по апарати, по дата и час
 - Управление на модалности
 - Импортиране на външни изследвания от CD/DVD във временна база данни
 - Експортиране за определен период на преминалите изследвания, вид на плащането, количество и вид на контрастно вещество
- **Мобилен приложение за преглед на образни изследвания – SC PACS Mobile**
 - Работещо на различни операционни системи за мобилни устройства
 - Базови функции за обработка на образа като измерване на линия, ъгъл, яркост и контраст, завъртане, анотации
 - Потребителски интерфейс на български и английски език
 - Визуализация на динамични изображения

2. Апаратът е вписан в Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства на Изпълнителна агенция по лекарствата под наименование **SC PACS**, с код **04PbV3571990345**, производител **Софтуерна Компания ЕООД** и заявител **Софтуерна Компания ЕООД**.

3. Срок за изпълнение на доставката, броим от подписване на договора с възложителя (не по-дълъг от 40 календарни дни) 30 (тридесет) календарни дни.

/изписва се цифром и словом и се посочва в календарни дни/

4. Същата ще изпълним по следния начин:

- ✓ Доставка на сървър, инсталиране на Windows Server, MS SQL, инсталиране и настройки на SC PACS Server, SC PACS Web Viewer, IIS. Конфигуриране на апаратите за образни изследвания към SC PACS Server. Тестване на DICOM комуникацията за архивиране и изтегляне на образни изследвания от SC PACS Server. Инсталиране на SC PACS Worklist. Инсталиране на модул Статистика.
- ✓ Доставка на работна станция с медицински монитор. Инсталиране на Windows OS, инсталиране и конфигуриране на SC PACS Viewer. Свързване на SC PACS Viewer със SC PACS Server.
- ✓ Инсталиране и конфигуриране на SC PACS Mobile на мобилни устройства.
- ✓ Монтаж и пускане в експлоатация на гореописаните модули и хардуерни компоненти.
- ✓ Издаване на гаранционна карта, ръководства за употреба.
- ✓ Обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Оборудването.

5. Гаранционен срок на апарата – 24 (двадесет и четири) месеца */изписва се цифром и словом/* месеца, броими от датата на съставяне на протокола за монтаж и въвеждането му в експлоатация (не по-къс от 24 месеца).

6. С цел валидност на гаранционната отговорност в рамките на посочения гаранционен срок, гаранционното обслужване включва следното:

**Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД**

**Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД**

- ✓ Актуализация на нови версии, гаранционно отстраняване на бъргове.
- ✓ Профилактика на базата данни на SC PACS Server .
- ✓ Профилактика на хардуерните компоненти – сървър, работна станция, медицински монитор.
- ✓ DICOM калиброване на медицински монитор.
- ✓ Профилактиките на апаратурата ще бъдат извършвани на всеки 6 (шест) месеца, по препоръка на производителите от сертифицираните сервизни инженери на Софтуерна Компания ЕООД.
- ✓ Софтуерните модули и хардуерните компоненти нямат консумативи.

/посочват се нужните материали, консумативи, дейности и условия на гаранционно обслужване като количество, периодичност на извършване и други предписани от производителя/

7. Монтажът на апарата ще се извърши от - **Софтуерна Компания ЕООД, ЕИК : 121131146, Идент. № по ЗДДС: BG121131146, с адрес за кореспонденция: гр. София, пк 1407, ул. „Козяк“ № 9, тел.: 02 421 91 33, факс: 02 421 91 32, e-mail адрес: valentin_andreev@novotika.com**

/индивидуализиращи данни за субекта, който ще извърши монтажа – точно наименование, идентификационен номер, адрес, телефон и др./

8. Гаранционното обслужване на апарата ще се осъществява от - **Софтуерна Компания ЕООД, ЕИК : 121131146, Идент. № по ЗДДС: BG121131146, с адрес за кореспонденция: гр. София, пк 1407, ул. „Козяк“ № 9, тел.: 02 421 91 33, факс: 02 421 91 32, e-mail адрес: valentin_andreev@novotika.com**

/индивидуализиращи данни за субекта, който ще извърши гаранционното обслужване – точно наименование, идентификационен номер, адрес, телефон и др./

9. Появилите се дефекти, несъответствие, отклонения и др. в рамките на гаранционния срок ще се отстраняват от **Софтуерна Компания ЕООД, ЕИК : 121131146, Идент. № по ЗДДС: BG121131146, с адрес за кореспонденция: гр. София, пк 1407, ул. „Козяк“ № 9, тел.: 02 421 91 33, факс: 02 421 91 32, e-mail адрес: valentin_andreev@novotika.com**

/индивидуализиращи данни за субекта, който ще извърши отстраняване на появилите се дефекти, несъответствия, отклонения и др. – точно наименование, идентификационен номер, адрес и др./

10. Декларирам, че няма да използваме/ ~~ще използваме~~ следните
/използването се изчертава/

подизпълнители, чийто дял в изпълнението е както следва:

10.1. с дял, представляващ.....% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - в т.ч. от следните обособени позиции

10.2. с дял, представляващ.....% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - в т.ч. от следните обособени позиции

10.3. с дял, представляващ.....% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - в т.ч. от следните обособени позиции

**Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД**

На основание чл.66, ал.1 от ЗОП представяме доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

11. Декларирам, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

(не по-малко от посочения в обявлението)

12. Декларирам, че:

12.1. Запознати сме със съдържанието на проекта за договор, който е част от съдържанието на документацията в посочената ОП.

12.2. Приемаме без възражение условията /клаузите/ на този проект за договор.

Приложения – като неразделна част от техническото предложение прилагаме следните документи:

1. Пълномощно за подаване на техническото предложение (ако е приложимо)

2. Доказателство за поетите задължения от подизпълнителите (ако е приложимо)

3. Декларация за съответствие от производителя на апарата или от неговия упълномощен представител по ЗМИ и декларация за съответствие по ЗТИП. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружена с превод на български език.

4. Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на монтаж и на обслужване в гаранционния срок/ поддръжка издаден от фирмата - производител в полза (на името) на участника или лицето, осъществяващо тези дейности. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружена с превод на български език. (Ако посочените дейности по оборудването се осъществяват от лице, различно от участника, следва да бъде представен и писмен договор, уреждащ отношенията помежду им за времето на монтажа/ гаранционното обслужване/ поддръжка в предложения гаранционен срок в офертата).

5. Таблица за съответствие на предложеното оборудване с минималните изисквания на Възложителя, която да съдържа най-малко следните колони – техническа спецификация на Възложителя от документацията на ОП, подробна Техническа спецификация предлагана от Изпълнителя и посочена страница в каталог на производителя, брошура или еквивалент, от който да са видни посочените в таблицата параметри на оборудването.

6. Каталог на производителя, брошура или еквивалент, от който да са видни описаните параметри на оборудването в таблицата за съответствие на предложеното оборудване, изисквана по т.5 от Приложенията (оригинал и в превод на български език) към настоящото Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

дата 15/ 03/ 2019 г.
гр. София

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
Николай Пёлов
Управител

Забележка: Възложителят обръща внимание на участниците че понятията „гаранционна поддръжка“ и „гаранционно обслужване“ имат различен смисъл и съдържание.

Под „гаранционна поддръжка“ се разбира задължението на изпълнителя да отстранява за своя сметка появилите се в гаранционния срок недостатъци в оборудването.

Под „гаранционно обслужване“ се има предвид изискуемата периодична поддръжка на оборудването/апаратурата (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя.

За Възложителя

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

д-р П. Чичур



За Изпълнителя:

Н. Пълов

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Таблица за съответствие на предложеното оборудване:

Обособена позиция	Наименование и минимални изисквания на Възложителя	Наименование и предложение на Участника	Брошура и страница №
№ 2	Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM 2.1. PACS сървър: Конфигурация, осигуряваща едновременно приемане на информация от поне пет крайни устройства Капацитет минимум 4TB след RAID 8- ядрен процесор, мин. трето поколение, производство след 2016год., с честота поне 3.00GHz Сървър тип кутия с възможност за монтаж на хард дискове на чекмеджета Оперативна памет с обем поне 16 GB, 2400MT/s Софтуерен лиценз за достъп до образни изследвания през браузър – мин. 20бр.	SC PACS - Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в медицински стандарт DICOM 2.1. PACS сървър – марка Fujitsu, модел Primergy TX1330 Конфигурацията, осигурява едновременно приемане на информация от поне пет крайни устройства: Твърд диск: 2x4TB 6G 7.2K HOT PL 3.5" BC, 4TB след RAID Процесор: Intel Xeon Gold 6134 8 Cores 3.20GHz, Launch Date Q3' 2017 г. Памет: 2x8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC Записващо устройство: DVD-ROM 1.6" SATA Сървър тип кутия с възможност за монтаж на 3.5" HDD на чекмеджета Операционна система: Windows Server 2016 STD 16Core OEM Софтуерен лиценз за достъп до образни изследвания през браузър – неограничен брой	Брошура на сървър Fujitsu PRIMERGY TX1330 M4 7 стр. 3 стр. 7 стр. 4 стр. 5 стр. 5 стр. Брошура на SC PACS, SC PACS Web Viewer стр. 2
	2.2. Диагностична работна станция: - компютърна конфигурация, осигуряваща безпроблемна обработка на полученото образно изследване с минимални параметри: Процесор: мин. 6 – ядрен, четвърто поколение, с честота мин. 3.2 GHz, производство след 2016год. Оперативна памет 2 x 8GB Твърд диск с обем мин. 128GB, SSD	2.2. Диагностична работна станция – марка Fujitsu, модел CELSIUS W580 Процесор: Xeon E-2126G 6 Cores 3.30GHz 12MB, Launched Q3' 2018 г. Памет: 2x8GB DDR4-2666	Брошура на работна станция Fujitsu CELSIUS W580 2 стр.

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

Външна видеокарта, съответстваща на диагностичния монитор CD/DVD записващо устройство - клавиатура - мишка	Твърд диск: SSD SATA III 128GB Видеокарта: AMD Radeon Pro WX 3100 4GB Записващо устройство: DVD SuperMulti SATA Операционна система: Win10 Pro Workstation > 4 Cores Клавиатура: KB410 USB Black BG/US Мишка: Optical USB mouse black	3 стр. 3 стр. 4 стр. 2 стр. 5 стр. 5 стр.	3 стр. 3 стр. 4 стр. 2 стр. 5 стр. 5 стр.
Външна видеокарта, съответстваща на диагностичния монитор CD/DVD записващо устройство - клавиатура - мишка	Твърд диск: SSD SATA III 128GB Видеокарта: AMD Radeon Pro WX 3100 4GB Записващо устройство: DVD SuperMulti SATA Операционна система: Win10 Pro Workstation > 4 Cores Клавиатура: KB410 USB Black BG/US Мишка: Optical USB mouse black	3 стр. 3 стр. 4 стр. 2 стр. 5 стр. 5 стр.	3 стр. 3 стр. 4 стр. 2 стр. 5 стр. 5 стр.

	Архивиране на образи върху CD/DVD заедно с програма за визуализация на всяко CD/DVD – DICOM CD VIEWER Въвеждане на диагноза чрез МКБ10 Възможност за запис на аудио разчитане към образно изследване Потребителски интерфейс изцяло на български и английски език <u>Свързърен софтуер, включващи:</u> Софтуер за визуализация от локалната мрежа – без ограничение в броя конекции Потребителски интерфейс на български и английски чрез интернет браузър Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (СТ), магнитен резонанс (MR), нуклеарна медицина (SPECT), рентгенови образи (DR, CR), ангиография (XA), ехографски, C-рамо и други Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно Възможност за елементарна обработка чрез увеличаване, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране, Печат на Windows Printer. Референтни линии Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа Анонимизиране на изследване Връзка с поддръжка в реално време Софтуер за архив на образни изследвания Без ограничение по вид DICOM апарати Без ограничение по брой изследвания Администриране на потребители, групи, роли, достъп Възможност за автоматично пренасочване на изследвания към потребител или работно място Наличие на HL7 протокол	визуализация на всяко CD/DVD – DICOM CD VIEWER Въвеждане на диагноза чрез МКБ10 Възможност за запис на аудио разчитане към образно изследване Потребителски интерфейс изцяло на български и английски език Свързърен софтуер – SC PACS Web Viewer Софтуер за визуализация от локалната мрежа – без ограничение в броя конекции Потребителски интерфейс на български и английски чрез интернет браузър Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (СТ), магнитен резонанс (MR), нуклеарна медицина (SPECT), рентгенови образи (DR, CR), ангиография (XA), ехографски, C-рамо и други Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно Възможност за елементарна обработка чрез увеличаване, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране, Печат на Windows Printer. Референтни линии Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа Анонимизиране на изследване Връзка с поддръжка в реално време Софтуер за архив на образни изследвания – SC PACS Server Без ограничение по вид DICOM апарати Без ограничение по брой изследвания Администриране на потребители, групи, роли, достъп Възможност за автоматично пренасочване на изследвания към потребител или работно място Наличие на HL7 протокол Известяване по ел. поща за проблем
--	---	--

Брошура на SC PACS, SC PACS Web Viewer, стр. 2

Брошура на SC PACS, SC PACS Server, стр. 2

Съгласно чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

Известяване по ел. поща за проблем Подобен запис на събитията Персонални шаблони за разчитане Ежедневен репорт за преминалите изследвания с мейл известяване	Подобен запис на събитията Персонални шаблони за разчитане Ежедневен репорт за преминалите изследвания с мейл известяване
Софтуерен модул Статистика Уеб базиран анализ в реално време на преминали пациенти - по пол, възраст, апарат, доза за пациента	Софтуерен модул Статистика – SC PACS Statistics Уеб базиран анализ в реално време на преминали пациенти - по пол, възраст, апарат, доза за пациента
Уеб модул за управление на пациентопотока Планиране на изследвания по апарати, по дата и час Управление на модалности Импортиране на външни изследвания от CD/DVD във временна база данни Експортиране за определен период на преминалите изследвания, вид на плащането, количество и вид на контрастно вещество	Уеб модул за управление на пациентопотока – SC PACS Worklist Планиране на изследвания по апарати, по дата и час Управление на модалности Импортиране на външни изследвания от CD/DVD във временна база данни Експортиране за определен период на преминалите изследвания, вид на плащането, количество и вид на контрастно вещество
Мобилно приложение за преглед на образни изследвания Работещо на различни операционни системи за мобилни устройства Базови функции за обработка на образа като измерване на линия, ъгъл, яркост и контраст, завъртане, анотации Потребителски интерфейс на български и английски език Визуализация на динамични изображения	Мобилно приложение за преглед на образни изследвания – SC PACS Mobile Работещо на различни операционни системи за мобилни устройства Базови функции за обработка на образа като измерване на линия, ъгъл, яркост и контраст, завъртане, анотации Потребителски интерфейс на български и английски език Визуализация на динамични изображения

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

ИМЕ, ПОДПИС:

/Николай Пълов/

Дата: 15.03.2019 г.

**TRANSLATION AGENCY**

11 Rusalka St, 1505 Sofia. T: +359 (2)944.10.90; M: +359 (0)888.672.846

Официален превод от английски език**FUJITSU**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вид изделие: **Индустриални сървъри**
Търговска марка: **FUJITSU**
Наименование/модел: **PRIMERGY TX1330 M4** (може да има допълнителни букви/цифри)

Адрес: Модел/тип, сертификат реф. № PS170
"Fujitsu Technology Solutions" GmbH
Германия, Мюнхен 80807, ул. "Майс ван дер Рое" 8

Компанията "Fujitsu Technology Solutions" GmbH издава настоящата декларация за съответствие на своя собствена отговорност.

Посочените изделия отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2014/30/ЕС	Директива на Европейския парламент и на Съвета от за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.
2014/35/ЕС	Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
2009/125/ЕО	Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.
2011/65/ЕС	Директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Аугсбург, **30.10.2018 г.**

Майкъл Шнайдер (подпис: нечетлив)
Началник „Системно развитие“

Франк Сомерок (подпис: нечетлив) и чл. 23 от 33ЛД
Началник на отдел „Продуктова съвместимост“

Основен документ: 1SE-17012-PR02-EF01-02

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от 33ЛД





Наименование/модел: **PRIMERGY TX1330 M4** (може да има допълнителни букви/цифри)

Посочените изделия отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2014/30/EC	Директива на Европейския парламент и на Съвета от за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост. Официално издание EC L 96, 29.03.2014 г., стр. 79 – 106 (първоначална публикация). Съответствието се доказва с прилагането на следните стандарти: EN 55024:2010 (4) EN 55032:2012 (4) EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 (4) Изделието се използва като обикновено информационно технологично оборудване.
2014/35/EC	Директива 2014/35/EC на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Официално издание EC L 96, 29.03.2014 г., стр. 357 – 374 (първоначална публикация). Съответствието се доказва с прилагането на следните стандарти: EN 62368-1 : 2014 EN 62368-1 : 2014 + A1 : 2017 EN 62368-1 : 2014 + AC : 2015 EN 62368-1 : 2014 + AC : 2015 EN 62479 : 2010 (5) (5) Емисиите на изделието като цяло са под 20mW.

h
Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

2
Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

2009/125/EO	Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. Официално издание EC L 285, 31.10.2009 г., стр. 10 – 35 (първоначална публикация). Съответствието се доказва с прилагането на следните стандарти: Протокол от тест за енергийна ефективност на вътрешни токозахранвания, изд. 6.7 EU № 617/2013
2011/65/EC	Директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Официално издание EC L 174, 01.07.2011 г., стр. 88 – 110 (първоначална публикация). Съответствието се доказва с прилагането на следните стандарти: EN 50581:2012

Допълнение към основния документ № 1SE-17012-PR02-EF01-02

Приложение I стр. 1/1

Дата на промяна: **30.10.2018 г.**

Долуподписаният Роман Христофоров Радков удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ **(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ)**. Преводът се състои от 3 (три) страници.

Роман Христофоров Радков, заклет преводач към фирма "АР И ЕЛ ПРЕС" ООД, сертифицирана по европейския стандарт за качество на преводаческите услуги EN 15038 и ISO 17100.

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

✓



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

**TRANSLATION AGENCY**

11 Rusalka St, 1505 Sofia. T: +359 (2)944.10.90; M: +359 (0)888.672.846



Официален превод от английски език

**FUJITSU**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вид изделие: **Работни станции**
Търговска марка: **FUJITSU**
Наименование/модел: **CELSIUS W580** (може да има допълнителни букви/цифри)
Адрес: **Модел/тип, сертификат реф. № MI6W**
"Fujitsu Technology Solutions" GmbH
Германия, Мюнхен 80807, ул. "Майс ван дер Пое" 8

Компанията "Fujitsu Technology Solutions" GmbH издава настоящата декларация за съответствие на своя собствена отговорност.

Посочените изделия отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2014/53/EC	Директива на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/EO
2009/125/EO	Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.
2011/65/EC	Директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Аугсбург, **19.07.2018 г.**

Дитер Хайс (подпис: нечетлив)
Вицепрезидент
„Потребителски електронни системи“

Франк Сомерок (подпис: нечетлив)
Началник на отдел „Продуктова съвместимост“

Основен документ: 1BU-17028-PR02-ICT01-01

1
Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
U

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД





FUJITSU

Наименование/модел: **CELSIUS W580** (може да има допълнителни букви/цифри)

Посочените изделия отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2014/53/EU

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/EU
Официално издание EC L 153, 22.05.2014 г., стр. 62 – 106 (първоначална публикация).

Съответствието се доказва с прилагане на следните стандарти:

EN 300 328 V2.1.1 (1)
EN 301 489-1 V2.1.1 (1)(2)(3)(7)
EN 301 489-17 V3.1.1 (1)(2)
EN 301 893 V2.1.1 (2)
EN 55024:2010 (4)
EN 55032:2012 (4)
EN 61000:-3-2:2014
EN 61000:-3-3:2013
EN 62311:2008 (6)
EN 62368-1 : 2014
EN 62368-1 : 2014 + A1 : 2017
EN 62368-1 : 2014 + AC : 2015
EN 62368-1 : 2014 + AC : 2015
EN 62479 : 2010 (5)

(1) в случай на предаване на данни за оборудване, функциониращо на честоти 2,4 GHz
(2) в случай на предаване на данни за оборудване, функциониращо на честоти 5 GHz
(3) за оборудване използващо UMTS/GSM и/или LTE
(4) ако продуктът е използван като обикновено информационно технологично изделие, са приложими директиви 2014/35/EC и 2014/30/EC
(5) ако общите емисиите на продукта са по-малко от 20mW
(6) ако общите емисиите на продукта са повече от 20mW
(7) в случай на оборудване използващо GPS и/или NFC и/или RFID

Продуктът също така е в съответствие с препоръка 1999/518/EC

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД



	на Съвета. Гореспоменатите стандарти покриват основните изисквания за тези продукти на Директиви 2014/35/ЕС и 2014/30/ЕС.
--	--

Допълнение към основния документ № 1BU-17028-PR02-ICT01-01

Приложение I стр. 1/2

Дата на промяна: 19.07.2018 г.



Наименование/модел: **CELSIUS W580** (може да има допълнителни букви/цифри)

2009/125/EO	Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. Официално издание EC L 285, 31.10.2009 г., стр. 10 – 35 (първоначална публикация). Съответствието се доказва с прилагането на следните стандарти: EN 62623:2013 Протокол от тест за енергийна ефективност на вътрешни токозахранвания, изд. 6.7 EU № 617/2013
2011/65/EC	Директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Официално издание EC L 174, 01.07.2011 г., стр. 88 – 110 (първоначална публикация). Съответствието се доказва с прилагането на следните стандарти: EN 50581:2012

Допълнение към основния документ № 1BU-17028-PR02-ICT01-01

Приложение I стр. 2/2

Дата на промяна: 19.07.2018 г.

Долуподписаният Роман Христофоров Радков удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ **(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ)**. Преводът се състои от 3 (три) страници.

Роман Христофоров Радков, заклет преводач към фирма "АР И ЕЛ ПРЕС" ООД, сертифицирана по европейския стандарт за качество на преводаческите услуги EN 15038 и

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД³



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

- 1) Производител (име, подразделение): Корпорация "УАЙД"
(WIDE Corporation)

Адрес: Република Корея, Gyeonggi-do 446-901, Yongin-si, Giheung-gu, Gomae-dong 456
ТЕЛ: +82-31-218-1600 ФАКС: +82-31-274-7400

- 2) Официален представител за Европа: "УАЙД Юръп"
(Wide Europe)

Адрес: Холандия, югоизточен Амстердам CS 1101, ул. "Хуленбергвер" 413
ТЕЛ: +31-20-311-9797 ФАКС: +31-20-311-9790

- 3) Изделия/продукти (име, вид, модел, партиден номер)

- WIDE Interface Series

виж приложението

- 4) Посочените изделия отговарят на следните директиви:

Название на нормативен акт	Номер на нормативен акт	Издание/дата на издаване
Директива за медицинските изделия	93/42/ЕИО със съответните изменения: 2007/47/ЕО	14.06.1993 г. 05.09.2007 г.

- 5) Допълнителна информация (процедура за съответствие, нотифициран орган, сертификат "CE" и др.)

Процедура за оценка на съответствието за маркировката "CE":
Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия, Анекс VII.

25.07.2012 г.

място и дата на издаване

Печат: Корпорация "УАЙД"

име, длъжност и подпис на производител

ПЕЧАТ: Корпорация "УАЙД"
Ким Унгкиеом, Президент

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

25.07.2012 г.

място и дата на издаване

Ким Гиун Нам, Главен директор
"УАЙД Юръп" (Wide Europe)

име, длъжност и подпис на оторизиран
представител

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Приложение

Дата: 25.07.2012 г.

Списък на изделията

Име на изделие	Вид, модел, референтен номер	Рисков клас, правило ¹	Дата на първоначална маркировка "CE"
LCD МОНИТОР	PGL21(IF2103MP)	Клас I, правило 12	Юли 2003
	PN21IQS (IF2105MP,IF2115MP)	--- // ---	Юли 2003
	PA19ASX(IF1911C/CP)	--- // ---	Октомври 2007
	PE19NSX(IF1901M/MP)	--- // ---	Октомври 2007
	CL20LUX(CL20)	--- // ---	Март 2010
	SP21IQX(IF2103CP)	--- // ---	Декември 2007
	KT20IUX(IF2002MP,IF2012MP)	--- // ---	Април 2004
	MX50IQS(MX50)	--- // ---	Ноември 2010
	MX30NQX(MX30)	--- // ---	Декември 2010
	MX20NUX(MX20)	--- // ---	Декември 2010
	CX30TQX(CX30,CX31)	--- // ---	Октомври 2010
	CX20NUX(CX20)	--- // ---	Ноември 2010
	ZU30IDQ(MW100)	--- // ---	Ноември 2010
	CL24LWU(CL24)	--- // ---	Август 2010

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Съгласно чл. 2

¹ Виж класификацията на риска в Директивата за медицинските изделия. Анекс **и чл. 23 от ЗЗЛД**

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

/

НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА

тел: 733-3955-6 факс: 733-3950

Регистрация № 2012 – 15161

Парк Кионг Хи, пълномощник на Корпорация "УАЙД" (WIDE Corporation), чийто президент е Ким Унгкисом, се яви лично пред мен и потвърди подписа на президента на посочената компания положен върху горния документ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящият документ е заверен на 26 юли 2012 г. в
долупосочената кантора:

НОТАРИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА КАНТОРА "ХАНМИ"

Централна районна прокурорска служба на Сеул
Корея, гр. Сеул, Джонно-гу, Ченджин-дунг, Джинхак Хоикван B/D 403, 201-1

Подпис на нотариуса: *(нечетлив)*
КИМ ЧЕОЛ ГИИ

Горепосочената кантора има разрешително от Министъра на правосъдието на Република Корея за упражняване на нотариална дейност съгласно Закон № 7428, считано от 14 март 2007 г.

АПОСТИЛ

(Хагска конвенция от 05 октомври 1961)

1. Държава: Република Корея
Настоящият публичен документ
2. е подписан от КИМ ЧЕОЛ ГИИ
3. в качеството ѝ на НОТАРИУС
4. и е поставен печата на НОТАРИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА КАНТОРА "ХАНМИ"
ЗАВЕРЕН
5. в гр. Сеул
6. на 26 юли 2012 г.
7. от Министерство на правосъдието
8. под № 12-03-0032375
9. Печат:
10. Подпис: *(Джун Дук Джин)* Джун Дук Джин

Долуподписаният Роман Христофоров Радков удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения тук документ **(ДЕКЛАРАЦИЯ с нотариална заверка и апостил)**. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

(Съгласно чл. 2

Подпис:
Заклет превод

и чл. 23 от ЗЗЛД



(Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

(Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ООД - СОФИЯ, бул. „Цариградско шосе“ 133

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

от 17.11.2017 г.

Ръководството на Софтуерна Компания ЕООД – София

ДЕКЛАРИРА, че SCRACS, клас II б GMDN 41670

отговаря на :

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (Обн. ДВ. бр. 86 от 1 Октомври 1999 г., изм.ДВ.бр.63от 28 Юни2002г., ..., ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г., последна промяна 22 Декември 2015)

ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (В сила от 12.06.2007 г. Обн. ДВ. бр. 46 от 12 Юни 2007 г., изм.ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008 г., ..., ДВ. бр. 54 от 17 Юли 2012 г., последна промяна 19.02.2016)

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ.2, АЛ.1,Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (Приета с ПМС №186 от 31.07.2007г. Обн. ДВ. бр. 65 от 10 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 12Декември 2008 г.), въвеждаща ДИРЕКТИВА 93/42/ЕЕС от 14 юни 1993 г.

Оценка на съответствие: Анекс II.3

НАРЕДБА за маркировката за съответствие (Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г., обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г., изм. и доп., бр. 66 от 15.08.2006 г.)

и на следните стандарти:

БДС EN ISO 13485:2016 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (ISO 13485:2003), ВКЛЮЧВА АС:2012

БДС EN ISO 14971:2012 МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА. ПРИЛОЖЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ УСТРОЙСТВА (ISO 14971:2007, КОРИГИРАНА ВЕРСИЯ 2012-07-31)

Име на Нотифициращ орган/номер: KIWA CERTIFICATION SERVICES INC.\1984

АДРЕС: Eski Ankara Asfaltı İTOSB 9, Cad No 15, Tepeören Mevkii Tuzla Istanbul Turkey

са маркирани със знак за безопасност



Съгласно чл. 2

1 страница на продукта

УПРАВИТЕЛ: и чл. 23 от 33ЛД

НИКОЛАЙ ПЪЛОВ

Съгласно чл. 2

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от 33ЛД

и чл. 23 от 33ЛД



Дата: 25-Февруари 2019 г.
До: д-р Петър Вълчев Чилингиров,
Управител
КОЦ Стара Загора

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински апаратура", Обособена позиция № 2 „Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM"

Уважаеми Г-н Чилингиров,

Fujitsu Technology Solutions е установен и уважаван производител на компютърни системи, сървъри, устройства за съхранение на данни, софтуер, инфраструктурни продукти, услуги и др. (наричани „Продуктите“).
Търговско представителство „Фуджицу Текнолъджи Солюшънс ООД“, гр. София, Бизнес център „Европа“, бул. Искърско шосе 7, сграда 7, партер (тук „Fujitsu“), е официално представителство за територията на Република България на Fujitsu Technology Solutions GesmbH.

Fujitsu потвърждава, че към датата на настоящото писмо „СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 133 (тук „Партньор“), е Партньор (най-високо ниво на сертификация Select Expert, съгласно партньорската програма на Fujitsu Technology Solutions), и има права да извършва следното:

- 1.0 Препродава продуктите и/или услугите на Fujitsu Technology Solutions в България до крайните потребители в рамките на тази територия;
- 2.0 Изпълнява задълженията по осигуряване на сервизно и гаранционно обслужване на продуктите и/или услугите на Fujitsu Technology Solutions в България до крайните потребители в рамките на тази територия, чрез мрежата от оторизирани сервиси Fujitsu на територията на цялата страна.

Fujitsu е наясно, че Партньорът трябва да представи на „КОЦ Стара Загора ЕООД“ оферта за продукти и услуги, произведени от Fujitsu Technology Solutions, и след това да договори и подпише договор, регламентиращ условията на доставка по гореспоменатата процедура.

В рамките на гореспоменатата процедура и вероятен последващ договор, Партньорът действа от собствено име. Партньорът не е нито агент, нито представител на Fujitsu Technology Solutions.

Fujitsu декларира:

1. Предложеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и фигурира в актуалната производствена листа на Fujitsu за 2019г. Държава на произход – Германия;
2. Предложеното оборудване съответства на изискванията на приложимите наредби и отговора на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожарна безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа;

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

Вяра Чангирова - Channel Sales Manager and Head of Rep. Office -
България, Албания, Косово, Македония
ТП „Фуджицу Текнолъджи Солюшънс ООД“

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Fujitsu Technology Solutions GesmbH
Адрес за кореспонденция:
Fujitsu Technology Solutions GesmbH
Guglgasse 15, A-1110 Vienna, Austria

Търговско представителство в Р. България:
Fujitsu Technology Solutions GesmbH
Бул. „Искърско шосе“ 7, сграда 7
1528 София, България
Tel. +359 2/ 807 49 90
Fax +359 2/ 807 49 90

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Официален превод от английски език

ДО: Д-р П. Чилингиров – Главен изпълнителен директор
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

04 март 2019 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Относно: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура“, Обособена позиция 2 „Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM“.

Компанията **"FORESEESON" GmbH** със седалище и адрес на управление в Хойзенщам, Германия, с настоящото декларира, че:

- **оторизира фирма „Софтуерна Компания“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: България, София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 133, офис 296, вписана по фирмено дело ЕИК BG121131146 в Търговския регистър към Министерството на правосъдието, е оторизирана от нашата компания да предложи оферта от свое име и впоследствие да договори и сключи договор с Вас за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение, гаранционно обслужване и поддръжка на медицинските монитори **WIDE MX50N**, произведени от нас. Медицинските монитори, модел **WIDE MX50N**, са чисто нови и неупотребявани, и са произведени не по-рано от 2018 г.
- **с настоящото декларира, че фирма „Софтуерна Компания“ ЕООД** е оторизирана от нашата компания сервизна организация за България.

Настоящото оторизационно писмо влиза в сила незабавно и остава валидно през срока на договора, сключен с „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД, България, Стара Загора, ул. „Д-р С. Стоянович“ 15, а именно за целия срок на договора, свързан с горепосочената обществена поръчка.

От името на **"FORESEESON" GmbH** (подпис: нечетлив)

[подпис от името на производителя]

Долуподписаният Роман Христофоров Радков удостоверявам истинността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ (**ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО**). Преводът се състои от 1 (една) страница.

Роман Христофоров Радков, заклет преводач към фирма **"АР И ЕЛ ПРЕС" ООД**, сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги **EN 15038:2006** и **ISO 17100:2015**.

Брошура FUJITSU Сървър PRIMERGY TX1330 M4 Tower Server

Сървър с големи разширителни способности за типичните изисквания за малък и среден бизнес

FUJITSU Сървър PRIMERGY ще ви даде сървърите, от които се нуждаете, за да се справите с всяко натоварване и променящите се бизнес изисквания. Като бизнес процесите се разширяват, така и нуждата от приложения. Всяка от тях има свой ресурс, така че се нуждаете от начини да оптимизирате компютрите си, за да обслужвате по-добре потребителите си. Системите PRIMERGY ще ви помогнат да съгласувате компютърните си потребности с вашите бизнес приоритети чрез нашето пълно портфолио от разширяващи се сървъри PRIMERGY tower за отдалечени и основни офиси, универсални сървъри за монтиране в шкафове, както и свръхконвергентни сървъри с множество възли. Те убеждават с бизнес от доказано качество с широка гама иновации, най-висока ефективност, намаляване на оперативните разходи и сложност, осигуряват по-гъвкавост в ежедневните операции и се интегрират безпроблемно, за да ви помогнат да се концентрирате върху основните бизнес функции.

Перфектни за малки и средни предприятия, както и за основни офиси, FUJITSU сървърните системи на PRIMERGY TX Tower са стабилни и икономически ефективни сървъри, като осигуряват солидна надеждност. Освен това те се характеризират с прости ИТ операции, ниска консумация на енергия и тиха работа така че те могат да бъдат обслужвани от персонал, който не е технически обучен и може да се използва в стандартни офис условия. Междо другото: Почти всички PRIMERGY TX сървъри могат да бъдат монтирани в шкаф, за да предлагат най-добра гъвкавост.

PRIMERGY TX1330 M4

Сървърът FUJITSU PRIMERGY TX1330 M4 е модерна технология, силно разширяем и стабилен моно-сокет сървър, който е достатъчно универсален за използване в множество индустрии плюс класически изисквания за малки и средни предприятия.

Той разполага с най-новите процесори и памет за подходящи по размер работни натоварвания като файл / печат, уеб, ERP / CRM, електронна поща, специфични за бизнеса приложения, както и случаен на високи изисквания за съхранение данни като централизирано съхранение и бази данни. Моно-сокетния сървър се отличава с

най-новите мощни процесори Intel® Xeon® E-2100 с до 64 GB DDR4 памет с 2,666 MT / s, за да подобрят производителността на приложенията. Сървърът е проектиран за високи нива на разширяемост с до 24x 2.5-инчови устройства за съхранение с горещо включване (предлагат се и 3,5-инчови конфигурации на устройството), както и 4x ултра-бързи NVMe устройства (до 16x 2.5-инчови устройства могат да се окомплектоват заедно), усъвършенствани RAID контролери (до 4 / 8GB кеш) и опции за архивиране на данни, което го прави идеален за консолидиране и управление на големи масиви данни. Налични са до 4 PCIe слота за добавяне както на RAID карти, така и на мрежови опции (като 10/25 Gb контролери). Характеристиките за висока надеждност, като опционалната Fujitsu Battery Backup Unit, високоэффективната (94%), резервизираните захранващи устройства или резервните вентилатори, улесняват работата на оператора и осигуряват защита на инвестициите. Естетичният дизайн го прави подходящ за инсталиране в обществени зони като шоуруми, търговски обекти или офиси. Технологиите от ново поколение включват M.2 модули за ефективна инсталация на ОС, заедно с Dual microSD за VMware ESXi, както и най-новите USB 3.1 Gen 2 портове. Освен това, усъвършенстваното управление на сървъри е достъпно чрез iRMC S5, който позволява възможности за дистанционно управление, и Fujitsu ServerView® Suite, който осигурява на администраторите цялостна поддръжка по време на инсталирането, внедряването и администрирането на сървъра.



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Features & Benefits

Основни характеристики

Усъвършенствана технология за гъвкаво работно натоварване

■ Разнообразие на работното натоварване с комбинацията от най-новите Intel® Xeon® E-2100 процесори, до 64GB DDR4 памет (4 DIMMs) at 2,666 MT/s, достъпните Core™ i3 и Pentium® процесори са също на разположение.

Висока възможност за съхранение и разширяване на мрежата

■ Сървърът поддържа до 4x NVMe устройства плюс 8x3.5-inch сторидж устройства или 16x2.5-inch устройства. Максималния капацитет със стандартни дискове е 12x3.5-inch устройства, или до 24x2.5-inch устройства. Той също поддържа мощните Fujitsu's RAID контролери (включително SAS 3.0, 4/8 GB/sec). Бекъп опциите включват LTO и RDX. Оптимизациите свързани със сигурността включват TPM 2.0 поддръжка и Fujitsu's secure 3-way заключване на достъпа до сървъра. Сървърът също поддържа резервирани (2x1GbE) LAN стандартно плюс разширени мрежови опции (10/25Gb Ethernet, Fiber Channel контролери).

Бъдещето е готово, днес

■ 4x PCIe Gen3 слота за разширение и гъвкаво внедряване посредством ъпгрейд в шкафа.

Технологичната актуализация за по-добро използване

■ Поддържа до 2x M.2 модула: 1x SATA, 1x NVMe/SATA и Dual microSD модули за ефикасно стартиране на ОС. Нови 3.1 Gen2 USB порта (2x 3.1 Gen2 плюс 2x 3.1 Gen1, 4x 2.0, Вътрешни 2x 3.1 Gen1) за по-добра свързаност.

Висока надеждност за защита на инвестициите

■ Високо ефективни 450W захранвания (94% ефикасност) са гарантирани с възможност за горещо включване и резервиране. Fujitsu акумулаторна батерия с опция вътрешен UPS в модул PSU форм-фактор, 5 години живот, пълно интегрирана.

Разширени възможности за внедряване

■ Оптимизиран въздушен поток и технология Fujitsu Cool-safe™ Advanced Thermal Design.

Пълни функции за управление на сървъра и лесно обслужване

■ Комплексен софтуерен пакет за управление и лесен за обслужване дизайн, който намалява тежестта на вашия ИТ администратор.

Ползи

■ Сървърите изчисления и паметта могат да бъдат оптимизирани за най-подходящите стандартни работни натоварвания в различните индустрии. Процесорите Intel® Xeon® E-2100 предлагат по-висока производителност за по-високите изчислителни нужди.

Работните натоварвания могат да варират от подходящи по размер, индивидуални до виртуализирани среди с множество приложения, включително натоварвания като файл / печат, имейл, ERP / CRM, съобщения, централизирано съхранение на данни и специфични за индустрията приложения.

■ NVMe устройствата предлагат изключително бързо съхранение за приложения с ниска латентност, докато огромният капацитет за съхранение на сървъра предлага сигурна и рентабилна възможност за консолидиране и управление на големи масиви от данни, съчетани с потенциал за растеж. Резервираният LAN предлага надеждна връзка за данни извън кутията. Разширени опции като 10/25 GbE или Fibre Channel мрежови карти предлагат висок трансфер на данни за високоскоростни среди, напр. виртуализирани среди или централизирано съхранение.

■ PCI слотовете за разширение позволяват навременни и икономически ефективни подобрения в съответствие с растежа на вашия бизнес. Надстройте сървъра с графична карта или Fujitsu RAID контролери за надеждно съхранение на данни или разширени мрежови опции за безпроблемно предаване на данни. По същия начин комплекта за монтаж в шкафа осигурява защита на инвестициите. С нарастването на бизнеса си, клиентите могат да внедрят множество PRIMERGY TX1330 M4 сървъри в шкафа.

■ За ефективни опции за зареждане изберете измежду рентабилни и надеждни SATA модули или внедрете високоскоростни NVMe устройства, докато Dual microSD модулите поддържат огледално зареждане на VMware ESXi. Технологичната актуализация с новата висока скорост на предаване на USB данни е добра за периферни устройства от последно поколение.

■ Добър за околната среда и за вашия бизнес - високоефективните, резервирани захранващи устройства предлагат повишена надеждност и по-нисък разход на енергия. Battery Backup Unit защитава ценната ви инвестиция, като поддържа безопасно изключване на захранването и разширява времето за работа на сървъра в случай на загуба на мощност.

■ Разширен обхват на работа (5 ° C до 45 ° C) и също така намалява шумовите емисии, което прави сървъра подходящ за внедряване в обществени зони.

■ Опростено управление на сървъра чрез всеобхватен софтуерен пакет, който може да включва iRMC S5 и Fujitsu ServerView packet, който включва инструменти за инсталиране и внедряване, постоянен мониторинг на състоянието и контрол. Сървърът разполага и с шаси без винт с 2,5-инчови устройства с hot-plug, захранващи устройства с hot-plug и „Easy Rails“ за 3,5-инчови дискове за съхранение за ефективен достъп до критични компоненти.

Брошура FUJITSU Работна станция CELSIUS W580

Мини CAD станция

Ако си мислите, че ще трябва да жертвате производителността, разширяемостта, цената или енергийната ефективност в дизайна на микротауер - помислете отново. Като първа индустрия, настолната работна станция на FUJITSU CELSIUS W580 отива далеч и отвъд с иновативния си 21 литров, компактен микротауерен дизайн. Няма компромис за архитекти, дизайнери и инженери.

Без компромис по отношение на производителността, разширяемостта и цената
Проектиран с CAD клиенти предвид: производителност, надеждност и голяма гъвкавост - на достъпна цена
■ Избирайте между енергийно ефективните Intel® Core™ processors or the powerful Intel® Xeon® E-2100 processor family

- Поддържа Windows 10 Pro
- 64 GB DDR4 2,666 MHz памет
- максимум 16 TB
- Увеличете производителността си със супер бързо PCIe SSDs

Най-малката работна станция за работа в индустрията на виртуалната реалност.

Иновативен, нов дизайн, спестяващ място - проектиран и произведен в Германия

- Първата в индустрията: 21-литрова работна станция за настолни работни станции
- NVIDIA® Quadro® P4000 VR-ready графична карта
- Оптимизирано решение за управление на топлината и охлаждане
- Насладете се на тиха среда на работното място, благодарение на ниското ниво на шума от само 18 dB (A)

Мулти-мониторна поддръжка

Идеален за шоуруми, контролни зали, компании за наблюдение или финансови услуги

- До 8 монитора с NVIDIA® Mosaic™ технология



RADEON PRO™

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Компоненти

Процесор

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Intel® Xeon® processor E-2186G (6 Cores / 12 Threads, 3.80 GHz, up to 4.7 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics P630) *
Intel® Xeon® processor E-2174G (4 Cores / 8 Threads, 3.80 GHz, up to 4.7 GHz, 8 MB, Intel® UHD Graphics P630) *
Intel® Xeon® processor E-2146G (6 Cores / 12 Threads, 3.50 GHz, up to 4.5 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics P630) *
Intel® Xeon® processor E-2144G (4 Cores / 8 Threads, 3.60 GHz, up to 4.5 GHz, 8 MB, Intel® UHD Graphics P630) *
Intel® Xeon® processor E-2136 (6 Cores / 12 Threads, 3.30 GHz, up to 4.5 GHz, 12 MB) *
Intel® Xeon® processor E-2134 (4 Cores / 8 Threads, 3.50 GHz, up to 4.5 GHz, 8 MB) *
Intel® Xeon® processor E-2126G (6 Cores / 6 Threads, 3.30 GHz, up to 4.5 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics P630) *
Intel® Xeon® processor E-2124G (4 Cores / 4 Threads, 3.40 GHz, up to 4.5 GHz, 8 MB, Intel® UHD Graphics P630) *
Intel® Xeon® processor E-2124 (4 Cores / 8 Threads, 3.30 GHz, up to 4.5 GHz, 8 MB) *
Intel® Core™ i7-8700 processor (6 Cores / 12 Threads, 3.20 GHz, up to 4.6 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) *
Intel® Core™ i7-8700K processor (6 Cores / 12 Threads, 3.70 GHz, up to 4.7 GHz, 12 MB, Intel® UHD Graphics 630) *
Intel® Core™ i5-8600 processor (6 Cores / 6 Threads, 3.10 GHz, up to 4.3 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *
Intel® Core™ i5-8500 processor (6 Cores / 6 Threads, 3.00 GHz, up to 4.1 GHz, 9 MB, Intel® UHD Graphics 630) *
Intel® Core™ i3-8100 processor (4 Cores / 4 Threads, 3.60 GHz, 6 MB, Intel® UHD Graphics 630)

Intel® vPro™ with all Intel® Xeon® processors

No Intel® vPro™ technology with Intel® Core i5 and Core i7 processors

* with Intel® Turbo Boost Technology (честотата и производителността варират в зависимост от натоварването и други променливи)

Операционна система

Операционна система преинсталирана	Windows 10 Pro. Fujitsu препоръчва Windows 10 Pro. Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Home	Windows 10 Pro. Fujitsu препоръчва Windows 10 Pro. Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Home
Операционна система поддържана	Linux	Linux
Операционна система бележки	Certified for Red Hat® Enterprise Linux (pending) Certified for SUSE Enterprise Desktop Certified for SUSE Enterprise Server За някои конфигурации драйверите на трети страни понастоящем не са налични или могат да се прилагат ограничения за конфигурацията. Поддръжка на Windows 10: След края на живота на продукта FUJITSU ще продължи да тества и поддържа всички предстоящи издания на Windows 10 за период от максимум 5 години – в зависимост от наличното разширение на хардуера услуги чрез FUJITSU Гаранция. За подробности вижте "Изявление за услугата FUJITSU за поддръжка на полу-годишен канал на Windows 10" на адрес http://support.ts.fujitsu.com	Certified for Red Hat® Enterprise Linux (pending) Certified for SUSE Enterprise Desktop (pending) Certified for SUSE Enterprise Server (pending) За някои конфигурации драйверите на трети страни понастоящем не са налични или могат да се прилагат ограничения за конфигурацията. Поддръжка на Windows 10: След края на живота на продукта FUJITSU ще продължи да тества и поддържа всички предстоящи издания на Windows 10 за период от максимум 5 години – в зависимост от наличното разширение на хардуера услуги чрез FUJITSU Гаранция. За подробности вижте "Изявление за услугата FUJITSU за поддръжка на полу-годишен канал на Windows 10" на адрес http://support.ts.fujitsu.com

Модули памет

4 GB (1 module(s) 4 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,666 MHz, UDIMM
8 GB (1 module(s) 8 GB) DDR4, unbuffered, ECC, 2,666 MHz, UDIMM
8 GB (1 module(s) 8 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,666 MHz, UDIMM
16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR4, unbuffered, ECC, 2,666 MHz, UDIMM
16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,666 MHz, UDIMM

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2

и чл. 23 от ЗЗЛД



Официален превод от английски език

[стр. 1]

MX50

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Моделът монитори MX50 за разглеждане на медицински изображения е разработен на базата на новаторска технология, което го прави ключов инструмент в работата на рентгенолози и медицински специалисти. Тази мощна система значително подобрява извършването на медицинските и диагностични прегледи с извънредно високото качество на медицинските изображения. Високопроизводителните монитори притежават по-съвършено качество и яснота на изображението, по-високи коефициенти на яркост и контраст, и лесно калибриране и съответствие със стандарта DICOM при изготвянето на ключови за човешкия живот медицински диагнози.

[стр. 2]

Спецификации

- 54 cm (21.3") 5 мегапикселов монохромен LCD монитор
- 10 - бит
 - Ултрависока яркост - 1,100 cd/m²
 - Широк зрителен ъгъл, основан на нова LCD технология: 170° хоризонтала и вертикала
 - Автоматично дистанционно калибриране и хармонизиране със стандарта DICOM чрез технологията с вграден в монитора сензор IQ SensorTM
 - Функция LUC (корекция за еднородност на осветеността) осигурява в най-висока степен еднаквост на яркостта по целия екран, от край до край



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

- Вграденият DisplayPort и метод на свързаност DVI осигурява бърз обмен на данни и съвместимост със съществуващите системи на клиента.
- Чрез функцията SmartCare™ се осигурява извършването на само-диагностика на мониторите от серията "X"
- Налични възможности за мрежово калибриране чрез доставения заедно със системата QA/QC софтуер

Издателски калибриране – Modelът MX50 е оптимизиран за различни видове диагностика, предоставяйки предварително опции за висококачествени мамографски изображения (изображения на пациенти с висока плътност на тъканта на гърдата), мамографски изображения с нормално качество (изображения на пациенти с нормална плътност на тъканта на гърдата), CT/MRI (компютърна томография /ЯМР/), ултразвук, избрани от потребителя. Всеки от тези видове е предварително калибриран за ниво на яркостта, цветна температура и гама-корекция в съответствие със стандарта DICOM 3.14.

Единственият "Черно-към-черно" – Функциите на модела MX50 на компанията "WIDE" с единствената по рода си технология "Черно-към-черно" са създадени, за да възпроизведат най-черните черни тонове при разглеждане на монохромни изображения. Тези дълбоко черни сенки често се губят при други LCD монитори, поради естество на повечето LCD монитори.

Съвършенството "Плътен мониторинг" – Постигане на хомогенност на яркостта при LCD мониторите може да бъде сериозно предизвикателство заради самия производствен процес. Независимо от това, дългият инженерен опит и дълбоките познания на специалистите от компанията "WIDE" относно технологиите свързани с LCD мониторите доведоха LUC (корекция за еднородност на осветеността) до т.нар. серия "X". LUC (корекцията за еднородност на осветеността) води до уеднаквяване на яркостта по целия екран от край до край. Потребителският интерфейс на LUC (корекция за еднородност на осветеността) позволява избор между пет различни нива на видовете еднородност, които по-късно персонализират монитора, отговаряйки на нуждите на световния пазар.

Преден сензор за DICOM калибриране – Вграденият и патентован от компанията "WIDE" сензор IQ Sensor™, съчетан с вградения в пакета софтуер за калибриране (Lumical™ Advanced), автоматично калибрира монитора според стандарта DICOM 3.14. Чрез устройството "хендсфрий",

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД

автоматичното DIMOM калибриране, сензор IQ Sensor™ от серията „X“, използва новаторска сензорна технология за увеличаване прецизността на повишената чувствителност.

Интелектуален обмен Серията „X“ има възможност за свързване и с DVI и с дисплей порт (Display Port). Осигурявайки и двата вида свързаност, по-бързо и по-надеждно се доставят данни, което осигурява гъвкавостта, т.нар. „plug-and-play“ с цел съвместимост със съществуващите системи на клиента.

Зелената инициатива на компанията "WIDE" Нашият екологично съобразен дизайн и производствен процес са крайъгълният камък на Зелената инициатива на компанията "WIDE".

Долуподписаната Роман Христофоров Радков удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения тук документ (**БРОШУРА**). Преводът се състои от 3 (три) страници.

Роман Христофоров Радков - заклет преводач към фирма "АР И ЕЛ ПРЕС" ООД, съгласно сключен договор № 1638/07.06. 2012 г. с МВНР, Фирма "АР И ЕЛ ПРЕС" ООД е сертифицирана по европейски стандарт за качество БДС EN 15038:2006 на преводаческите услуги.

Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД
Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД



Съгласно чл. 2
и чл. 23 от ЗЗЛД